


العمل التطبيقي الثاني

تحضير المحاليل القياسية انطلاقاً من:

مادة صلبة (Na_2CO_3)



تحضير المحاليل القياسية :

I- الجزء النظري :

I-I- المحاليل القياسية :

المحلول القياسي هو محلول تركيزه معلوم بدقة ، يمكن تحضير هذا الأخير انطلاقا من جسم نقي كيميائيا صلب او سائل او انطلاقا من جسم غير نقي كيميائيا كما يلي :

تعريف المادة النقية : هي المادة التي تتميز هذه المادة بـ:

✓ نقاوة عالية تفوق 99%

✓ ثابتة و لا تتأثر بالعوامل الخارجية اثناء العمل بها.

أ- **تحضير المحاليل القياسية انطلاقا من مادة صلبة نقية كيميائيا:**

لتحضير محلول حجمه V (L) و نظاميته N معلومة بدقة , يجب اولا حساب كتلة المادة الصلبة اللازمة للتحضير و ذلك بتطبيق العلاقة :

$$m = \frac{Eg \times V \times N \times 100}{\rho\%} \text{ (g)}$$

حيث :

Eg: المكافئ الغرامي

V : الحجم

N : النظامية

P % : درجة النقاوة

ب- **تحضير المحاليل القياسية انطلاقا من مادة سائلة نقية كيميائيا:**

لتحضير محلول قياسي انطلاقا من مادة سائلة نقية كيميائيا مجهولة التركيز الابتدائي نتبع الخطوات التالية:

✓ نبحث اولا عن كتلة المادة السائلة m(g) النقية اللازمة باستعمال العلاقة السابقة.

✓ نبحث عن الحجم V الموافق للكتلة باستعمال العلاقة :

$$V = \frac{m}{d} \text{ Cm}^3$$

حيث d : كثافة المادة السائلة .

خطوات تحضير المحاليل القياسية :

1. الحسابات : هنا يحسب الوزن او الحجم المطلوب لتحضير محلول قياسي و لهذا يجب تطبيق القانون المناسب
2. غسل و تنظيف الاوعية الزجاجية المراد استعمالها.
3. تحضير المحلول .

مفاهيم و معلومات عامة

المحلول : هو عبارة عن مزيج متجانس من مذاب (soluté) و مذيب (solvant) و هناك عدة عبارات للتعبير عن التركيز منها : النسبة المئوية, المولارية , العيارية.....الخ

- **النسبة المئوية (le pourcentage massique)** : هو تعبير عن كمية المذاب بالغرام (gr.) في كل 100g من المحلول و هو بدون وحدة و يرمز له $P_m(\%)$.

- **النسبة الحجمية (le pourcentage volumique)** : هو عبارة عن حجم المذاب بالميليلتر (ml) في 100ml من المحلول و يرمز له $P_v(\%)$.

- **التخفيف الكتلي (le titre pondéral)** : هو كمية المذاب بالغرام (m) لكل لتر من المحلول (و ليس المذيب) و وحدته (g/l) و يرمز له (C_m)

$$C_m = \frac{m}{V} \text{ (g/l)}$$

- **التخفيف المولي (la concentration molaire) او المولارية (la molarité)** : و هي عدد مولات المذاب في كل لتر من المحلول و وحدتها (mol/l) و يرمز لها (M).


$$C_M = \frac{n}{V} \text{ (mole/l)}$$

- **المولالية (la molalité)** : و هي تعبير عن عدد مولات المذاب لكل كيلوغرام من المذيب (و ليس المحلول) و وحدتها (mol/kg) و يرمز لها (m).

$$[M] = \frac{n}{m(Kg)} \text{ (mole/Kg)}$$


- **النظامية او العيارية (la normalité)** : هي عبارة عن عدد المكافئات الغرامية لكل لتر من المحلول ، و يمكن التعبير عنها رياضيا بانها المولارية مضروبة في عدد التكافؤ $N = M.E$ و وحدتها (eq-g/l) و يرمز لها (N).

المكافئ الغرامي (l'equivalent-gramme) : يعرف على انه نسبة الكتلة المولية الى عدد التكافؤ، امثلة على المكافئ الغرامي:




$$1 \text{ eq-g de } H_2SO_4 = \frac{98}{2}$$

و يمكن ان يكون لمركب كيميائي عدة مكافئات غرامية و كمثال :



في هاته الحالة المكافئ الغرامي لحمض الفسفوريك هو : $\frac{98}{3}$ أي 32.67 غرام ، اما اذا كان .



فيكون المكافئ الغرامي هنا $\frac{98}{2}$ أي 49 غرام.

وفي تفاعلات الاكسدة و الارجاع هو عبارة نسبة الكتلة المولية الى عدد الالكترونات المتبادلة (المكتسبة او المحررة).
المحلولي الموتي او المنظم (solution tampon) : هو المحلول الذي يحافظ على قيمة pH ثابتة عند اضافة مقدار من الحمض او القاعدة اليه .

II - الجزء العملي :

الهدف من التجربة

- ✓ التعرف على بعض الوسائل (زجاجيات و مواد)المخبرية و كيفية استعمالها,
- ✓ التدريب على تحضير المحاليل المائية بتركيز مرغوبة انطلاقا من مادة صلبة تذاب في الماء المقطر او من خلال تمديد محلول مركز.

الادوات المستعملة :

| الادوات و الزجاجيات | المواد الكيميائية |
|--------------------------------|-------------------|
| حجلة بخت السعة بحجم (100 مل). | ماء مقطر |
| مخلاط مغناطيسي | كربونات الصوديوم |
| ميزان الكتروني دقيق | |
| زجاجة ساعة. | |
| قمع | |
| بيشر | |
| ماصة مدرجة (10 مل و 50 مل) | |

طريقة العمل :

تحضير محلول قياسي من محلول كربونات الصوديوم (Na_2CO_3):

مبدأ العمل:

- ✓ يتم في البداية تحضير محلول كربونات الصوديوم (Na_2CO_3) انطلاقا من بلوراتها الصلبة بإذابتها في الماء المقطر و لاجراء ذلك سنتبع الخطوات الموضحة في الرسم اسفله .
- ✓ تحضير محلول حمض الكبريت (S_0) ذو التركيز (C_0). حجم قدره (50 مل) ماء مقطر

خطوات العمل :

1. في البداية و قبل التعامل مع كربونات الصوديوم (Na_2CO_3) يتوجب على الطالب قراءة معلومات الملصقة ليعرف أخطارها ،
2. حضر محلول من كربونات الصوديوم (Na_2CO_3) حجمه 50 مل و تركيزه $N=0,1$, علما ان الكتلة المولية لكربونات الصوديوم $M=106\text{g/mol}$,
3. زن الكتلة المتحصل عليها ثم قم باتباع الخطوات الموضحة في الرسم اسفله على النحو التالي:

