

## التجربة 1: المسعر الحراري

### 1. الهدف:

❖ تحديد السعة الحرارية للمسعر

❖ تحديد السعة الحرارية الكتلية لمعدن متجانس .

2. المبدأ: المسعر الحراري هو جهاز يستخدم في المختبرات الكيميائية لقياس كمية الحرارة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية أو التغيرات الفيزيائية بالإضافة إلى تحديد السعة الحرارية وهو نظام

$$\Sigma Q_i = 0 \quad \text{معزول (نظريا) يطبق فيه القانون :}$$

### 3. طريقة العمل :

(1) تحديد السعة الحرارية للمسعر الحراري ( $C_{cal}$ ):

ضع المسعر فارغ فوق الميزان و خزن وزنه ثم ضع به  $m_1$  من الماء المقطر ثم قس درجة الحرارة  $T_1$ ، أضف للمحتوى السابق  $m_2$  من الماء الساخن عند درجة حرارة  $T_2=80^\circ C$  ثم قس عند التوازن درجة حرارة المزيج  $T_f$  سجل النتائج في الجدول 1 التالي :

$\Delta T'=T_f - T_2$	$\Delta T=T_f - T_1$	$T_f$	$T_2$	$T_1$	كتلة الماء الساخن $m_2$ (g)	كتلة الماء $m_1$ (g)

(2) تحديد السعة الحرارية الكتلية للنحاس ( $c_{cu}$ ):

ضع المسعر فارغ فوق الميزان و خزن وزنه ثم ضع به كتلة  $m_1$  من الماء عند درجة حرارة  $T_1$ ، أضف للمحتوى السابق قطعة نحاس  $m_2$  عند درجة حرارة  $T_2=70^\circ C$  ثم قس عند التوازن درجة حرارة المزيج  $T_f$  سجل النتائج في الجدول 2 التالي :

$\Delta T'=T_f - T_2$	$\Delta T=T_f - T_1$	$T_f$	$T_2$	$T_1$	كتلة النحاس $m_2$ (g)	كتلة الماء $m_1$ (g)

## التجربة 2: قياس الحرارة اللاتية لانصهار الجليد

تذكير :

\* تعريف الحرارة النوعية لانصهار جسم نقي *Chaleur latente de fusion de la glace*

وهي كمية الحرارة التي يجب توفيرها لكتلة من هذا الجسم لتحويله كلياً إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة ثابتة

(درجة الانصهار) و تحت ضغط ثابت، يرمز لها  $L_{fus}$  وحدتها (J/g) أو (KJ/Kg).

1. الهدف : قياس الحرارة اللاتية لانصهار الجليد بطريقة المسعر الحراري (Calorimétrie).
2. المبدأ : يتمثل في انصهار قطعة الجليد داخل نظام معزول و قياس تغير درجة الحرارة  $\Delta T$  خلال العملية.
3. المواد والأدوات اللازمة :

الأدوات	المواد
مسعر حراري ، مخبر مدرج 50ml, 100ml بيشر، محرار ، ميزان	قطع جليد، ماء مقطر

4. خطوات العمل :

❖ تحديد السعة الحرارية للمسعر:

ضع في المسعر كتلة  $m_1$  من الماء المقطر ثم قس درجة الحرارة  $T_1$ ، أضف للمحتوى السابق  $m_2$  من الماء الساخن عند درجة حرارة

$T_2=60^\circ C$  ثم قس عند التوازن درجة حرارة المزيج  $T_{eq}$ ، سجل النتائج في الجدول 1 التالي :

$T_{eq}$	$T_2$	$T_1$	كتلة الماء الساخن $m_2$ (g)	كتلة الماء $m_1$ (g)

❖ تحديد الحرارة اللاتية لانصهار الجليد:

1 - ضع قطعة جليدية في بيشر فية ماء مقطر و انتظر التوازن الحراري ، تحقق باستعمال محرار ان درجة حرارة التوازن ( ماء+ جليد ) هي فعل  $0^\circ C$

2- خذ بواسطة مخبر مدرج 100 ml من الماء و اسكبها داخل المسعر الحراري، اغمس المحرار و اقرأ درجة الحرارة الابتدائية  $T_1$  (المسعر + الماء

3- ضع المجموع (المسعر + الماء ) على الميزان و اقرأ الكتلة  $m$ .

4- قس درجة حرارة الجليد  $T_2$  ثم خذ منه قطعة جليد و امسحها بسرعة بمنديل ورقي ثم أغمسها في المسعر و راقب بواسطة المحرار انخفاض درجة الحرارة داخل المسعر الناتج عن انصهار قطعة الجليد .

5- انتظر التوازن الحراري ثم اقرأ درجة الحرارة النهائية  $T_{eq}$ .

6- زن الكتلة  $m$  للمجموع (المسعر + الماء + الماء الناتج من القطعة الجليدية) .

7- دون النتائج في الجدول 2.

$T_{eq}$	$T_2$	$T_1$	$m_g(g)$	$m_e(g)$