

العمل التطبيقي الثالث : تقدير البروتين في النبات

مركبات عضوية معقدة التركيب ذات وزن جزيئي عالي تتركب من الاحماض الامينية تتواجد في تركيب كل المخلوقات الحية والفيروسات وهي الحجر الأساس في بناء الخلية واستدامة هيكلها ، بالإضافة إلى كونها وسائل وظائف الخلية فالعديد من البروتينات تشكل الإنزيمات أو قد تدخل وحدات بروتينية في تركيب بعض الإنزيمات وتضم الخلية آلها من جزيئات البروتينات المختلفة في خواصها الحيوية والكيميائية والفيزيائية.

يتم استخلاص البروتينات من مصادرها إيا كانت لأغراض شتى مثل:-

1- تقديرها وفصلاها كل على انفراد لغرض تشخيصها وتقدير كميتها.

2- دراسة الخواص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية للبروتينات لغرض استنباط علاقة التركيب بالوظيفة

3- مقارنة البروتينات المستخلصة من نماذج مختلفة لغرض استنتاج علاقات مفيدة في الاغراض الدراسية المقارنة.

4- استخلاصها للأغراض التجارية حيث تدخل في العديد من الصناعات الدوائية والغذائية.

1- استخلاص البروتين:

1 - زن حوالي 0.5 جم من العينة بدقة في بيشر سعته 50 مل على ميزان حساس

2 - أضاف 10 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم (0.5 ع). أخلط العينة (استخدام قلاب مغناطيسي إن كان ذلك ضروريًا)

3 - أكمل محتوى كأس بيشر إلى 25 مل بالماء المقطر.

4 - رشح محلول المتحصل عليه على ورقة وطمان رقم 02. يمثل الراش مستخلص البروتين

2- تحضير المنحنى القياسي لبروتين مصل البقر : BSA

لدينا محلول الأم ذات التركيز 2 مغ / مل

المحلول الأول : 80

المحلول الثاني: 40

المحلول الثالث: 20

المحلول الرابع: 10

المحلول الخامس: 0

3- تقدیر البروتین بطريقة براوفورد :

تعتمد هذه الطريقة على حقيقة أن صبغة الكوماسيبريلينت بلو Coomassie Brilliant Blue توجد بلون أحمر ولكن عند ارتباطها بجزيء البروتين تتحول إلى اللون الأزرق 250.

1- نقل 0.5 مل من العينة إلى أنابيب اختبار أو من المحاليل القياسية

2 - أضف 2.5 مل من محلول الصبغة واخلط جيداً وسريعاً بواسطة الفورتكس

3- اترك الانابيب ساكنة لمدة 5 د

4- أقرأ الامتصاصية على موجة 595 نانومتر.

5- ارسم المنحنى القياسي (رسم الامتصاصية على التركيز).

المحاليل:

1- الصبغة:

- أذب 0.1 جم من صبغة الكوماسيبريلينت بلو في 50 مل كحول

- أضف 100 مل من حمض الفوسفوريك (H3PO4) (تركيز 85%)

2- محلول البروتين القياسي (BSA) بتركيز 100ملجم/ 100 مل ماء مقطر.

3- محلول هيدروكسيد الصوديوم (0.5 ع)