

السنة الأولى : ( علوم المادة )

مقياس: الأعمال التطبيقية كيمياء 1




جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

كلية العلوم الدقيقة

قسم الفيزياء

## الأعمال التطبيقية كيمياء 1



من إعداد الأستاذ: زيدان محمد

## I. سلامة الطالب في مخبر الكيمياء

لا يخلو العمل المخبري من بعض الأخطار ومع ذلك يمكن تفادي وقوع الحوادث والأضرار بالتعرف على الإرشادات التالية:

### 1. قواعد الأمن والوقاية داخل مخبر الكيمياء:

- تعدى قواعد الأمن والوقاية الواجب إتباعها في مخبر الكيمياء وفق المواصفات الأوروبية و المعهد الجزائري للتقييس IANOR كما يلي :
- 1- ارتداء المنزر ضروريا ويكون من القطن وبأزرار ضغط.
  - 2- لا تعلق الثياب داخل المخبر أو توضع على الطاولات بل توضع في أماكن مخصصة لها .
  - 3- يمنع التدخين داخل المخبر.
  - 4- للاحتياطات الأمنية يربط الشعر الطويل.
  - 5- ينصح حمل النظارات بدلا من العدسات اللاصقة.
  - 6- لا تستعمل أواني المخبر للشرب.
  - 7- عدم تذوق مادة كيميائية أو شم أي بخار أو غاز.
  - 8- عند تحضير محلول حمضي يصب الحمض على الماء وليس العكس.
  - 9- تسحب السوائل المركزة بماصة مثبت عليها إجابة ماصة.
  - 10- بعد الانتهاء من العمل:
    - تغلق مصادر الغاز والماء والكهرباء.
    - ترجع الأجهزة و المواد الكيميائية إلى مكانها.
    - ينظف منصب العمل.
    - تغسل اليدين بالصابون.
- ### 2. بعض الرموز الدولية للخطر:



E - Explosif  
متفجر



O - Comburant  
مشعل



T - Toxique  
سام



Xn - Nocif  
متلف



C - Corrosif  
أكل



F+ - Très facilement inflammable  
شديد الإشتعال



F - Facilement inflammable  
سهل الإشتعال



T+ - Très toxique  
سام جدا



Xi - Irritant  
مهيج ومثير



N - Dangereux pour l'environnement  
خطر على البيئة

3. بعض الزجاجيات و الأدوات المستعملة في المخبر:



Thermomètre  
محرار



verre de montre  
زجاجة ساعة



Bec bunsen  
موقد بنزن



Bécher  
كأس بيشر



Ampoule à décanter  
قمع الابانة



propipette  
إجاصة



Erlenmeyer  
ارلن ماير



entonnoir  
قمع



Pissette  
قارورة غسيل



Ballon à fond plat  
دورق كروي ذو قاع



Eprouvette graduée  
مخبار مدرج



Refrigerant  
مبرد



Pipette graduée  
ماصة مدرجة



Fiole jaugée  
حوجة معيارية



Burette pipette jaugée  
اسحاحة ماصة معيارية



Pipette jaugée  
ماصة معيارية



Petence  
حامل



Balance sensible  
ميزان حساس

## II. تعاريف بعض مختلف وحدات التراكيز:

1. التركيز الكتلي ( $C_m$ ): يعبر عن كتلة المادة المذابة  $m$  معبرا عنها بالغرام (g) في حجم (v) من المحلول مقدر بالتر

$$C_m = \frac{m}{V} \text{ (g/L)} \quad \text{ويعطى بالعلاقة التالية:}$$

2. التركيز المولي (المولارية C): و يمثل عدد مولات المادة المذابة  $n$  في حجم  $V$  من المحلول مقدر بالتر

$$C = \frac{n}{V} \text{ (mol/L)} \quad \text{و يعطى بالعلاقة التالية:}$$

$n$ : عدد مولات المادة المذابة

$V$ : حجم المحلول بالتر

3. المولالية  $[M]$ : ويمثل عدد مولات المادة المذابة في 1Kg من المذيب وتعطى بالعلاقة التالية.

$$[M] = \frac{n}{m} \text{ (mol/Kg)}$$

4. النظامية و المكافئ الغرامي:

1) النظامية (LA NORMALITE): هي عدد المكافئات الغرامية الموجودة في 1L من المحلول

$$N = \frac{C_m}{E_g}$$

حيث  $C_m$  هو التركيز الكتلي .

2) المكافئ الغرامي :

لتطبيق مفهوم النظامية يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المحلول الذي يحدد المكافئ الغرامي وهو مرتبط بطبيعة المادة المذابة.

✓ المكافئ الغرامي للحمض  $E_g \text{ acide}$  :


$$E_g \text{ acide} = \frac{M}{n_{H^+}} \quad \text{الكتلة المولية للحمض هي } M$$

✓ المكافئ الغرامي للأساس  $E_g \text{ base}$  :

$$E_g \text{ Base} = \frac{M}{n_{OH^-}} = \frac{M}{n_{H^+}}$$


✓ المكافئ الغرامي للأكسدة و الإرجاع:

أ- الأكسدة:



$$E_g \text{ Red} = \frac{M_{\text{red}}}{n_e}$$

ب- الإرجاع:



$$E_g \text{ ox} = \frac{M_{\text{ox}}}{n_e}$$

### III. تحضير المحاليل القياسية

- ✓ تعريف المحلول القياسي: هو محلول تركيزه معلوم بدقة.
- ✓ عموميات: يمكن تحضير محاليل قياسية انطلاقا من جسم نقي كيميائيا أو انطلاقا من جسم غير نقي كيميائيا كما يلي:

#### III. 1. انطلاقا من جسم نقي كيميائيا:

ما هي المادة النقية كيميائيا؟

هي مادة ذات نقاوة عالية تفوق 99% ولا تتأثر بالعوامل الخارجية أثناء تحضيرها.

أ- الحساب :

لتحضير محلول حجم V ونظاميته N معلومة بدقة.

$$m = \frac{Eg.V.N.100}{(P\%)} (g) \quad - \text{ إذا كانت المادة صلبة:}$$

- إذا كانت المادة سائلة :

$$V = \frac{m}{d} (Cm^3) \quad \text{تحسب الكتلة كالسابق ثم الحجم V التجاري بالعلاقة التالية:}$$

ب- الطريقة العامة للتحضير:

- اسكب الماء المقطر إلى 1/3 تقريبا حجم الحوجلة .
- زن الكتلة m(g) (إذا كانت المادة صلبة) أو خذ الحجم التجاري V(ml) (إذا كانت المادة سائلة) بدقة.
- ضع الوزن أو الحجم في حوجلة معيارية بواسطة قمع.
- أغلق الحوجلة وحركها حتى يتجانس المحلول.
- أكمل الحجم بالماء المقطر حتى خط المعيار مع الرج جيدا.
- انقل المادة المحضرة إلى قارورة نظيفة عليها بطاقة تحمل: اسم المحلول و تركيزه وتاريخ تحضيره.

### التجربة 1: تحضير محلول قياسي من $\text{Na}_2\text{CO}_3$

1. الهدف: يحضر محلول قياسي من كربونات الصوديوم حجمه  $V(L)$  ونظاميته  $N$  معينة بدقة.  
2. المبدأ:

- ✓ توجد كربونات الصوديوم في التجارة على شكل مسحوق أبيض بدرجة نقاوة عالية من 99.95 إلى 100%.  
✓ مادة الكربونات قاعدة ثنائية ضعيفة، تنميها بسهولة في الهواء الجوي لذلك يجب تجفيفها قبل وزنها لمدة 15 دقيقة عند  $70^\circ\text{C}$  مع الحذر من عدم تجاوز هذه الدرجة.  
✓ الكتلة المولية  $M = 106\text{g/mole}$ .  
3. المواد والأدوات المستعملة:

الأدوات	المواد
ميزان حساس، حوجلة معيارية 100ml، زجاجة ساعة قمع عادي، خلاط مغناطيسي، مجفف، ملعقة كيميائية.	كربونات الصوديوم ماء مقطر

4. طريقة العمل:  
✓ حساب الكتلة اللازمة: لتحضير محلول من كربونات الصوديوم حجمه  $V = 100\text{ cm}^3$  وتركيزه  $0.1N$ .

$$Eg = \frac{106}{2} = 53 \text{ (g)}$$

$$m = \frac{53 \cdot 0.1 \cdot 0.1 \cdot 100}{99.95} = 0.53 \text{ g}$$

- ✓ الوزن:  
زن 1 g من كربونات الصوديوم ثم جففها وخذ منها 0.53 g باستعمال الميزان الحساس.  
✓ التحضير:  
إتبع الطريقة العامة للتحضير.

5. التقرير :

(1) ما الطبيعة الكيميائية للمادة المنحلة ،مع تعيين عدد التكافؤ .

(2) عرف المادة النقية.


(3) أحسب الكتلة التجارية اللازمة للتحضير .

(4) ماهو حجم الماء الواجب إضافته لـ 50ml من المحلول السابق للحصول على محلول تركيزه 0.01mol/l.

(5) ما نوع المعايرة التي تستخدم لمحلول كربونات الصوديوم.

## التجربة 2: تحضير محلول قياسي من أكسالات الصوديوم $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

1. الهدف : يحضر محلول قياسي من أكسالات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ .
2. المبدأ: يوجد ملح أكسالات الصوديوم على شكل بلورات بيضاء بدرجة نقاوة % 99.95 وهي مادة مرجعة إذ في وجود مؤكسد مناسب يتحول رقم أكسدة الكربون من +3 إلى +4 وفق تفاعل الأكسدة التالي:



أي أن 1 مول من  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$  يقابله هجرة 2 إلكترون .

الكتلة المولية:  $M = 134 \text{ g/mole}$ .

3. المواد والوسائل المستعملة :

الأدوات	المواد
ميزان حساس ، حوطة معيارية 100ml ، زجاجة ساعة قمع عادي ، خلاط مغناطيسي ، ملعقة كيميائية .	أكسالات الصوديوم ماء مقطر

4. طريقة العمل:

- المطلوب: حضر محلول من أكسالات الصوديوم حجمه  $V = 100 \text{ cm}^3$  و تركيزه  $0.1 \text{ N}$ .
- حساب الكتلة اللازمة:

$$Eg = \frac{134}{2} = 67 \text{ g}$$

$$m = \frac{67 \cdot 0.1 \cdot 0.1 \cdot 100}{99.95} = 0.67 \text{ g}$$

- الوزن: زن (g) 0.67 من الأكسالات بواسطة ميزان حساس.
- التحضير: اتبع الطريقة العامة للتحضير.



4. التقرير :

(1) ما الطبيعة الكيميائية للمادة المنحلة علل ذلك بمعادلة تفاعل .

(2) أستنتج المكافئ الغرامي للأكسالات.

(3) أحسب الكتلة التجارية اللازمة للتحضير .

(4) ماهو حجم الماء الواجب إضافته للمحلول السابق للحصول على محلول تركيزه  $0.025\text{mol/l}$ .

(5) ما نوع المعايرة التي يستخدم فيها محلول أكسالات الصوديوم.

### التجرب3: تحضير محلول قياسي من حمض الأستيك CH<sub>3</sub>COOH

1. الهدف : يحضر محلول قياسي من حمض الأستيك CH<sub>3</sub>COOH .
2. المبدأ : يوجد حمض الخل في التجارة على شكل سائل صافي بدرجة نقاوة % 99.7 كثافته 1.05 .  
حمض أحادي الحموضة ضعيف الانحلال في الماء كتلته المولية M= 60.05 g/mole .
3. المواد والوسائل المستعملة :

الأدوات	المواد
ماصة مدرجة 5ml ، حرجلة معيارية 100ml خلائط مغناطيسي.	حمض الخل الثلجي ماء مقطر

4. طريقة العمل:
- المطلوب: حضر محلول من حمض الخل حجمه  $V=250\text{cm}^3$  و تركيزه 0.1N
- الحسابات:
- حساب كتلة الحمض التجاري:

$$m = \frac{60.05 \times 0.25 \times 0.1 \times 100}{99.7} = 1.5g$$

- حساب حجم الحمض التجاري اللازم:

$$V = \frac{1.5}{1.05} = 1.43ml$$

- التحضير: أتبع الطريقة العامة للتحضير.

5. التقرير :

(1) أكتب معادلة تفكك حمض الأستيك في الماء.

(2) عين عدد التكافؤ وأستنتج المكافئ الغرامي للحمض .

(3) ما هو حجم حمض الاسيتيك التجاري اللازم لتحضير حجم 100ml بتركيز 0.1N

(4) ما هو حجم المحلول السابق اللازم تمديده للحصول على 100ml بتركيز 0.01N.

### III. 2. انطلاقا من جسم غير نقي كيميائيا :

ما هي المادة غير النقية كيميائيا ؟

وهي مادة ذات نقاوة أقل من 99% و تتأثر بالعوامل الخارجية أثناء تحضيرها.

كيف نحضر محلول قياسي منها ؟

لتحضير محلول قياسي (إبن) حجمه  $V_{\text{fils}}$  ونظاميته  $N_{\text{fils}}$  من هذه المواد نتبع الخطوات التالية :

(1) تحضير محلول غني أكثر(أم):

وذلك بتحضير محلول حجمه أكبر من الحجم المطلوب تحضيره بـ 10% ونظاميته أكبر من النظامية المطلوبة بـ 5%.

✓ حساب الكتلة اللازمة للتحضير:

$$V' = 1.1V$$

$$N' = 1.05N$$

- إذا كانت المادة صلبة نحسب الكتلة  $m$  التجارية بالعلاقة التالية:

$$m = Eg \frac{N' * V' * 100}{p\%} (g)$$

- أما إذا كانت المادة سائلة نحسب الكتلة كالسابق ثم الحجم  $V$  التجاري بالعلاقة التالية:

$$V = \frac{m}{d} (Cm^3)$$

✓ التحضير: أتبع الطريقة العامة للتحضير.

(2) المعايرة:

• تعين النظامية المضبوطة للمحلول المحضر بمعايرته بمحلول معاكس معلوم النظامية .

• بطريقة حسابية تعين النظامية المضبوطة للمحلول المحضر عند نقطة التكافؤ يكون:

عدد مكافئات المحلول المحضر = عدد مكافئات المحلول المعاكس

• الحمض يعاير بالأساس و المادة المؤكسدة تعاير بالمادة المرجعة، والعكس صحيح .

(3) الضبط:

نرجع هنا لعملية تحضير محلول انطلاقا من محلول تركيزه معلوم وذلك بتطبيق العلاقة التالية :

$$N_{\text{mère}} = \frac{N_{\text{fils}} * V_{\text{fils}}}{V_{\text{mère}}}$$

(4) التحضير: نتبع طريقة تحضير محلول بعملية التخفيف بأخذ  $V \text{ cm}^3$  من المحلول الأم (mère) المحضر سابقا

ثم نكمل بالماء المقطر إلى العلامة  $V_{\text{fils}}$ .

التجربة 1: تحضير محلول قياسي من الصود NaOH

1. الهدف: يحضر محلول قياسي من NaOH .

2. المبدأ: توجد الصود في التجارة على شكل أقراص بيضاء بدرجة نقاوة 95 % تتأثر بسهولة بالبخار الجوي لذلك

لا يمكن وزنها بدقة وعليه يجب تحضير محلول غني أكثر ثم معايرته ثم ضبطه.

الصود أساس قوي أحادي الوظيفة الأساسية أي أن 1 مول عند تفككه يعطي 1مول من شوارد OH<sup>-</sup> الكتلة

المولية تساوي 40 g/mole.

3. المواد والوسائل المستعملة :

المواد	الأدوات
الصود، ماء مقطر محلول كاشف فينول فتالين محلول حمض الخل 0.1N	ميزان حساس ،حوجلة معيارية 100ml، زجاجة ساعة قمع عادي، خلاط مغناطيسي ملعقة كيميائية 2أرلن ماير، سحاحة ، مخبار مدرج. 100ml، ماصة 10ml .

4. طريقة العمل:

المطلوب: حضر محلول من NaOH حجمه 100ml وتركيزه 0.1N

(1) تحضير محلول غني أكثر: نحضر محلول غني أكثر حجمه 110 cm<sup>3</sup> و تركيزه 0.105N.

✓ كتلة الصود اللازمة:

$$m = \frac{40 \cdot 0.11 \cdot 0.105 \cdot 100}{95} = 0.486 \text{ g}$$

✓ التحضير: اتبع الطريقة العامة للتحضير.

(2) المعايرة: يعاير المحلول المحضر بمحلول من حمض الخل (0.1N) CH<sub>3</sub>COOH في وجود كاشف الفينول

فتالين فينول فتالين من الورد إلى عديم اللون. ثم يسجل الحجم المسكوب من السحاحة ويستعمل في حساب

النظامية المضبوطة من قانون التعديل .

$$N_b \cdot V_b = N_a \cdot V_a \Rightarrow N_a = \frac{N_b \cdot V_b}{V_a}$$

(3) التحضير: نتبع طريقة تحضير محلول انطلاقاً من محلول تركيزه معلوم (أم) علماً أن حجم المحلول المطلوب

( الابن ) تحضيره 100ml وتركيزه 0.1 N .

5. التقرير :

(1) لماذا نعتبر الصودا مادة غير نقية ؟ علل.

.....  
.....  
.....  
.....

(2) ماهي الكتلة اللازمة لتحضير محلول غني أكثر بحجم :  $V=100\text{ml}$  ونظامية  $0.1\text{N}$ .

.....  
.....  
.....  
.....

(3) حدد النظامية المضبوطة للمحلول المحضر.

.....  
.....  
.....  
.....

(4) ماهو حجم المحلول الأم اللازم لتحضير الحجم المطلوب بالنظامية المطلوبة .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## التجربة 2: تحضير محلول قياسي من برمنغنات البوتاسيوم $KMnO_4$

1. الهدف: يحضر محلول قياسي من برمنغنات البوتاسيوم.
  2. المبدأ: توجد برمنغنات البوتاسيوم في التجارة على شكل بلورات بنفسجية بنقاوة 100% ورغم ذلك لا يمكن أن نحضر محلول قياسي منها مباشرة لأن الماء يحوي مركبات عضوية وأخرى تتأكسد بالبرمنغنات ولذا نقوم بتحضير محلول غني أكثر ثم تركه مدة 15 إلى 20 يوم و ترشيحه ثم معايرته و ضبطه.
- البرمنغنات مادة مؤكسدة (OX) إذ في وجود مرجع مناسب وفي وسط حمضي يحدث تفاعل الإرجاع التالي:

أي أن 1 مول من برمنغنات البوتاسيوم تقابله هجرة 5 إلكترونات .  
- كتلة مادة البرمنغنات اللازمة تحدد بالعلاقة التالية:

$$Eg = \frac{158.03}{5} = 31.6 \text{ g/Eg}$$

$$m = \frac{Eg * N' * V' * 100}{P\%} \text{ (g)}$$

حيث:

$$V' = 1.1V$$

$$N' = 1.05N$$

### 3. المواد والوسائل المستعملة :

الأدوات	المواد
ميزان حساس ، حوجلة معيارية 100ml ، زجاجة ساعة ، قمع عادي، خلاط مغناطيسي ، ملعقة كيميائية، 2أرلن ماير، سحاحة ، مخبار مدرج 100ml ، ورق ترشيح، ماصة 10ml .	برمنغنات البوتاسيوم ماء مقطر، حمض الكبريت المركز

### 4. طريقة العمل :

المطلوب: حضر محلول قياسي من برمنغنات البوتاسيوم حجمه  $V = 200\text{ml}$  وتركيزه  $0.1 \text{ N}$

(1) تحضير محلول غني أكثر:

✓ حساب الكتلة اللازمة:

$$m = \frac{31.6 \times 0.22 \times 0.105 \times 100}{100} = 0.73\text{g}$$

✓ الوزن: توزن البرمنغنات وزنا بسيطاً.

✓ التحضير:

- اتبع الطريقة العامة للتحضير واستعمل حوجلة 250ml

- استعمل الماء المقطر الساخن.

## مقياس: الاعمال التطبيقية كيمياء 1

- اترك المحلول 10 إلى 15 يوم مع التحريك المستمر خاصة في البداية حتى تنحل كل البلورات.
- (2) **المعايرة:** عاير المحلول المحضر بمحلول من أكسالات الصوديوم (مادة مرجعة Red ) تركيزها 0.1 N في وسط حمضي ينقلب اللون من عديم اللون إلى وردي بنفسجي .  
يقرأ الحجم المسكوب ويستعمل في الحساب.

✓ **الضبط:**

تحدد النظامية المضبوطة للمحلول المحضر من نقطة التكافؤ .

✓ **التحضير:**

- نرجع لعملية تحضير محلول انطلاقاً من محلول تركيزه معلوم (باستعمال قانون التخفيف).
- خذ الحجم المحسوب من المحلول الأم (الغني أكثر) وأكمل بالماء المقطر إلى  $200 \text{ cm}^3$ .



5. التقرير :

(1) عرف المادة غير النقية.

(2) ماهي الكتلة اللازمة لتحضير محلول غني أكثر بحجم :  $V=200\text{ml}$  ونظامية  $0.1\text{N}$ .

(3) حدد النظامية المضبوطة للمحلول المحضر.

(4) ماهو حجم المحلول الأم اللازم لتحضير الحجم المطلوب  $V=200\text{ml}$  بالنظامية  $0.1\text{N}$  المطلوبة.

التجربة 3: تحضير محلول قياسي من حمض الكبريت  $H_2SO_4$

1. **الهدف:** يحضر محلول قياسي من حمض الكبريت.
2. **المبدأ:** حمض الكبريت حمض قوي يتميه بلامسة الهواء وهو شره جدا للماء لذلك الحمض التجاري لا يكون صافيا، درجة نقاوته % 94 و لا يمكن تحضير محلول قياسي منه مباشرة وعليه يجب تحضير محلول غني أكثر ثم معايرته ثم ضبطه.
- حمض الكبريت ثنائي الحموضة أي أن عند تفككه في الماء يعطي 2 مول من شوارد  $H_3O^+$
- كتلته الحجمية 1.83 وكتلته المولية = 98 g/mole.
3. **الوسائل والمواد المستعملة:**

الوسائل	المواد
حوجة معيارية 100ml، ماصة مدرجة 1ml، إجابة، سحاحة ، حامل سحاحة ، 2أر لن ماير، قمع عادي، خلاط مغناطيسي ، مخبار مدرج 50ml، شريط لاصق.	حمض الكبريت المركز (التجاري) ، محلول كربونات الصوديوم (0.1N)، كاشف الفينول فتالين ، الماء المقطر

4. **طريقة العمل:**

✓ **المطلوب:** حضر محلول قياسي من حمض الكبريت حجمه  $V=100 \text{ cm}^3$  وتركيزه 0.1N.

✓ **الحسابات:**

- نحضر محلول غني أكثر حجمه  $110 \text{ cm}^3$  وتركيزه 0.105 N .
- حساب كتلة الحمض التجاري:

- حساب حجم الحمض التجاري:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{0.60}{1.83} = 0.33 \text{ ml}$$

✓ **التحضير:**

يحضر المحلول وفق الطريقة العامة للتحضير.

✓ **المعايرة:**

- يعاير المحلول المحضر بمحلول من كربونات الصوديوم معلوم النظامية (0.1 N) بوجود كاشف الفينول فتالين فينقلب اللون من عديم اللون إلى الوردي بنفسجي .
- يسجل الحجم المسكوب من السحاحة ويستعمل في حساب النظامية المجهولة من قانون التعديل .

✓ الضبط:

- تحدد النظامية المضبوطة باستعمال قانون التعديل:

$$\left[ \frac{N.V}{1000} = \frac{N'.V'}{1000} \Rightarrow N' = \frac{N.V}{V'} = \right.$$

- نحسب الآن الحجم اللازم أخذه من المحلول الأم المحضر كما يلي:

$$\left( \frac{V \times N}{1000} \right)_{\text{MERE}} = \left( \frac{V \times N}{1000} \right)_{\text{FILS}}$$

$$V_{\text{MERE}} = \dots\dots\dots$$

✓ التحضير:

بعد حساب الحجم اللازم أخذه من المحلول الأم، ارجع لعملية تحضير محلول انطلاقاً من محلول تركيزه معلوم (كما رأينا سابقاً).

5. التقرير :

(1) عرف المادة غير النقية.

(2) أكتب معادلة تفكك الحمض في الماء.

(3) أحسب حجم الحمض التجاري اللازم لتحضير محلول غني للمحلول السابق.

(4) ما نوع المعايرة التي تحدد بها نظامية المحلول الغني أكثر.

(5) حدد شرط التكافؤ

(6) أستنتج النظامية المضبوطة.


(7) ماهو حجم المحلول (الأم) للحصول على 100ml من المحلول المطلوب تحضيره (الإبن).

#### IV. التحليل الحجمي ( المعايير )


##### IV. 1. المعايرة بالتعديل

• **عموميات :**

نسمي [ المعايرة بالتعديل ] كل تفاعل يتم بين حمض وأساس ويكون الشكل العام لهذه التفاعلات كما يلي :




\*المح الناتج يمكن أن يبقى في المحلول [ على الشكل الشاردي ] أو أن يشكل راسب.



• **مبدأ المعايرة بالتعديل :**

ترتكز المعايرة بالتعديل على التفاعلات التي تعطىها الأحماض و الأسس عند مزجها مع بعضها.



جميع التفاعلات في المحاليل المائية تحدث بين الأيونات في غياب الجزيئات، و المحلول الناتج يكون متعادلا كهربائيا يوجد نفس العدد من الشحنات الموجبة و الشحنات السالبة .

• **تقنية المعايرة بالتعديل :**

بواسطة ماصة نأخذ حجم المراد تعيين تركيزه ثم نضعه في بيشر مع نقاط من الدليل المناسب ثم يضاف المحلول الكاشف (المعلوم التركيز ) بدقة حتى يتم الوصول إلى النقطة التي يتغير عندها لون الدليل . وهذا يعني أن: عدد شوارد الهيدروجين العائدة للحمض = نظريا عدد شوارد الهيدروكسيد العائدة للأساس .

• **تقنية الحساب :**

عند التعديل

$$Na \times Va = Nb \times Vb$$

• **الكاشف الملون المناسب:** هو الذي مجال تغير لونه يشمل pH نقطة التكافؤ.

التجربة 1 : معايرة حمض الستريك في مشروب غازي

1. الهدف : تحديد كمية حمض الستريك في مشروب غازي.

2. المبدأ:

حمض الستريك  $C_6H_8O_7$  ، كتلته المولية  $M=192g/mol$ ، حمض ثلاثي الوظيفة الحمضية يمكن أن يحرر  $3H^+$  ويكتب  $H_3A$  .

يستخدم حمض الستريك في المشروبات الغازية (limonade) وعصير الليمون (مع كمية قليلة جدا من حمضي الاسكوربيك والماليك).

المشروبات الغازية تحتوي على غاز  $CO_2$  المنحل، حمض يشوه معايرة حمض الستريك ولهذا الغرض ينزع  $CO_2$  بالتسخين لمدة 10 دقائق.

تعتمد المعايرة على تفاعل تعديل حمض بأساس و بإستعمال كاشف ملون .

3. المواد والوسائل اللازمة :

الوسائل	المواد
دورق كروي ،ارلن ماير، سحاحة ،مسخن ،خلاط مغناطيسي، قمع عادي، مكثف إرتدادي، ماصة 20ml .	مشروب غازي ،ماء مقطر ، كاشف فينول فتالين، محلول NaOH ( $0.05mol.l^{-1}$ ).

4. طريقة العمل :

- ضع 100ml من المشروب الغازي في دورق مزود بمكثف إرتدادي وسخنه لمدة 10 دقائق.

- ضع حجما  $V_A=20ml$  من المشروب الخالي من  $CO_2$  في ارلن ماير.

- ضع بضع قطرات من كاشف الفينول فتالين .

- عايره بمحلول الصودا تركيزه (  $0.05mol.l^{-1}$  ) وسجل الحجم الموافق ، مع تكرارها 3مرات.

رقم التجربة	حجم الصودا المسحح $V_B$ (ml)
1	
2	
3	

5. التقرير :

(1) ما الهدف من نزع ثاني أكسيد الكربون ؟ علل ذلك بمعادلة تفاعل كيميائي ؟

.....  
 .....

(2) أكتب معادلة تعديل حمض الستريك مع الصودا.

.....

(3) أكتب شرط التكافؤ.

.....  
 .....

(4) أستنتج عبارة التركيز المولي لحمض الستريك  $C_A$  بدلالة:  $C_B, V_A, V_B$ .

.....  
 .....

(5) أستنتج التركيز الكتلي  $Q_A$  (g/l) لحمض الستريك بدلالة:  $C_B, M, V_A, V_B$ .

.....  
 .....

(6) أكمل الجدول واحسب الحجم المتوسط  $V_B$ .

رقم التجربة	ml( $V_B$ )
1	
2	
3	

.....

(7) أحسب  $Q_A$  لحمض الستريك

.....

(8) أحسب الخطأ النسبي ثم الخطأ المطلق لـ  $Q_A$ ، علماً أن:  $\Delta C_B = 10^{-3} \text{ mol/l}$ .

.....  
 .....

(9) أكتب العبارة الصحيحة لـ  $Q_A$ .


.....

(10) ما الطريقة المستعملة لمعايرة مشروب غازي ملون .

.....  
 .....

التجربة 2 : معايرة الأسبرين في أقراص الدواء

1. الهدف: تحديد كمية الأسبرين في قرص من الدواء.
2. المبدأ : حمض الأسيتيل ساليسيليك المعروف بالأسبرين وهو أحد أشهر الأدوية وأكثرها شعبية حيث يدخل في أكثر من 50 دواء بأسماء مختلفة يستخدم لعلاج أعراض الحمى وآلام الرأس وتجنب تكون الجلطات المسببة للنوبات القلبية. حلول في الماء، له حمضية ضعيفة ( $pK_a=3.5$ ) عند  $25^\circ C$ . صيغته الكيميائية :  
3. المواد والأدوات المستعملة :



الوسائل	المواد
2أرلن مايرسعتة 250ml	- قرص من الأسبرين 500mg
مخبر مدرج 100ml	- ماء مقطر
ماصة معيارية 20ml	- إيثانول
خلائط مغناطيسي	- فينول فتالين.
سحاحة، هاون	- محلول الصودا ( $0.1 \text{ mol.l}^{-1}$ ).

4. طريقة العمل :

❖ تحضير المحلول ( $S_0$ ) :

✓ ضع في أرلن ماير سعتة 250ml قرص من الأسبرين كتلته  $m_0 = 500 \text{ mg}$ .

✓ ضف 30ml إيثانول ثم 70ml من الماء المقطر، قم بسحق القرص مع الرج حتى الانحلال التام.

❖ المعايرة: (المعايرة تجرى بدون تسخين)

✓ خذ حجما  $V_0 = 20 \text{ ml}$  من المحلول ( $S_0$ ) ثم أضف من 5 إلى 10 قطرات من الفينول فتالين

✓ إملأ السحاحة بمحلول الصودا ( $0.1 \text{ mol.l}^{-1}$ ).

✓ سحح قطرة قطرة محلول الصودا حتى تغير اللون الثابت (حوالي 30 ثانية) عندها سجل الحجم الموافق.

✓ كرر التجربة 3 مرات وسجل الحجم الموافق .



5. التقرير :

(1) عين الصيغة المجرمة والكتلة المولية للحمض.

.....  
 .....

(2) ما لون المحلول قبل وبعد التعديل.

.....

(3) أكتب معادلة التفاعل الحاصل .

.....

(4) علل لماذا لم يذاب القرص في الماء المقطر فقط .

رقم التجربة	ml( $V_B$ )
1	
2	
3	

.....

(5) دون النتائج في جدول وأحسب الحجم المتوسط  $V_B$ .

.....  
 .....

(6) أحسب التركيز المولي للحمض في المحلول ( $S_0$ ).

.....  
 .....

(7) أستنتج كتلة الأسبرين النقية m بوحدة (mg).

.....  
 .....

(8) عين درجة نقاوة الأسبرين في القرص .

.....  
 .....

التجربة 3: تحليل المواد المضادة للحموضة

1. مقدمة:

المواد المضادة للحموضة هي تركيبات دوائية مختلفة تشترك جميعها في احتوائها على مواد قلوية التفاعل أي أنها تضيفي على الماء عند حلها صفة قلوية. يحتوي بعضها مثلاً على كربونات الصوديوم أو كربونات الصوديوم الحمضية، أو بعض الأسس الضعيفة كهيدروكسيد المغنيزيوم و هيدروكسيد الألمنيوم أو أملاح الصوديوم أو البوتاسيوم للأحماض العضوية الضعيفة. و قد تحتوي على مواد كيميائية أخرى غير فعالة تقوم بتمديد المادة القلوية الأصلية.

2. الهدف: معايرة المواد المضادة للحموضة بطريقة غير مباشرة.


3. المبدأ:

تعديل قلوية الحبة الدوائية بزيادة من حمض معاير، ثم تعديل زيادة الحمض بقاعدة معلومة التركيز و بحضور كاشف ملون.



إذا فرضنا أن NaX هو الملح المستعمل في تركيب الدواء فإن ما يحصل عند ملامسة الماء التفكك التالي:



تتفاعل الشاردة السالبة مباشرة مع الحموضة الزائدة في المعدة وفق التفاعل التالي:



أو تفاعل غير مباشر مع الماء منتجة جذور الهيدروكسيل التي تتفاعل بدورها مع الحموضة الزائدة في المعدة:



فالشاردة X<sup>-</sup> تقوم بدور مادة قلوية سواء مباشرة أو غير مباشرة.

هناك في الصيدليات أصناف كثيرة من هذه المواد الدوائية و التي تختلف فيما بينها بقوة قلويتها و المطلوب معرفة عدد المولات من حمض كلور الماء التي يعدها القواعد الموجودة في 1g من الدواء.

4. المواد والأدوات المستعملة:

المواد	الوسائل
- حبة دواء مضاد للحموضة، ماء مقطر	- أرلن مايرسنته 250ml
- محلول حمض كلور الماء 3mol/l	- مخبار مدرج 50ml، ميزان حساس
- محلول كاشف فينول فتالين	- زجاجة ساعة، خلاط مغناطيسي
- محلول هيدروكسيد الصوديوم 3mol/l	- سحاحة، هاون

5. طريقة العمل :

- ✓ إسحق حبة واحدة من الأدوية المضادة لحموضة المعدة .
- ✓ زن المسحوق بدقة و ضعه في ارلن ماير .
- ✓ حل هذا المسحوق في 30ml من محلول حمض كلور الماء 3mol/l .
- ✓ ضف من 2 إلى 3 قطرات من الفينول فتالين ، و عاير بمحلول هيدروكسيد الصوديوم 3mol/l حتى تغير لون المشعر .
- ✓ أعد التجربة 3 مرات و سجل الحجم الموافقة .

6. التقرير :

(1) ما اسم الدواء المضاد للحموضة المستعمل ؟

.....

(2) ما وزن حبة الدواء ؟

.....

(3) أحسب عدد مولات حمض كلور الماء الموجودة في 30ml .

رقم التجربة	ml(V <sub>B</sub> )
1	
2	
3	

.....

(4) أكمل الجدول ثم أحسب الحجم المتوسط لمحلول الصود المضاف لتغيير اللون ؟

.....

(5) أحسب عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم المستخدمة في تعديل الحموضة الزائدة .

.....

.....

(6) أستنتج عدد مولات حمض كلور الماء المعدلة للحبة الدوائية .

.....

.....

(7) أستنتج عدد مولات حمض كلور الماء المعدلة ل 1g من الحبة الدوائية .

.....

.....

.....

### التجربة 4: معايرة حمض اللاكتيك في الحليب

1. الهدف : تحليل مدى طازجية الحليب.

2. المبدأ : الحليب يحتوي على اللاكتوز، يتأكسد بمرور الزمن إلى حمض اللاكتيك.

فمعايرة حمض اللاكتيك تسمح بتحديد مدى طازجية الحليب المدروس.

تحدد طازجية الحليب ب(°D) degré Dornic حيث 1°D يقدر ب 0.1g حمض اللاكتيك في IL من الحليب.  
الحليب الطازج درجته اقل من 18°D.

التثانيات أساس/ حمض للمعايرة هما:  $\text{H}_2\text{O} / \text{OH}^-$  ،  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH} / \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COO}^-$  ،

3. الأدوات والمواد المستعملة :

المواد	الأدوات
حليب	ارلن ماير 250ml
محلول الصودا(0.05M)	ماصة معيارية 20ml
كاشف فينول فتالين	مخبر مدرج 250ml
ماء مقطر	سحاحة ، قمع عادي
	خلاط كهرومغناطيسي

4. طريقة العمل :

- نأخذ 20ml من الحليب ونضعها في ارلن ماير سعته 250ml.
- نضيف لها 150ml ماء مقطر وبضع قطرات من الفينول فتالين.
- املاً السحاحة بمحلول NaOH (0.05M) حتى التدرج صفر
- سحح قطرة قطرة حتى تغير اللون. عندها سجل الحجم المسحح  $V_1$  .
- كرر التجربة للحصول على  $V_2$  و  $V_3$  .

5. التقرير:

(1) أكتب معادلة تفاعل التعديل.

(2) حدد التغير في اللون وأكمل الجدول التالي:

رقم التجربة	الحجم المسح
1	
2	
3	

واحسب الحجم المتوسط

(3) حدد العلاقة بين كمية المادة  $n_A$  لحمض اللاكتيك و  $n_B$  للصدوا المكافئ للعينه المدروسة.

(4) أستنتج العلاقة بين  $n_A$  ،  $C_B$  و  $V_{Beq}$  .

(5) أحسب التركيز المولي  $C_A$  لحمض اللاكتيك المدروس

(6) أحسب التركيز الكتلي لحمض اللاكتيك في الحليب المدروس بوحدة (g/l)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(7) هل الحليب المدروس طازج؟ علل ذلك؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



تعطى :

$$M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1} \quad ; M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1} \quad ; M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$$

## IV. 2. المعايرة الأكسدة و الإرجاعية


### 1. مبدأ المعايرة بالأكسدة و الإرجاع :

- بعض المعايرات تركز على تفاعلات الأكسدة و الإرجاع حيث كاشف يرجع والآخر يتأكسد .
- فالأكسدة هي زيادة في الشحنة الموجبة أو الإنخفاض في الشحنة السالبة بفقدان إلكترونات .




- أما الإرجاع فيرافق الإنخفاض في الشحنة الموجبة أو الارتفاع في الشحنة السالبة باكتساب إلكترونات .
- أمثلة :

- شاردة البرمنغنات  $\text{MnO}_4^{-}$  في وسط حمضي :



- شاردة الهيبوكلوريت  $\text{ClO}^{-}$  في وسط حمضي :



- وهناك عدة مواد مؤكسدة مستعملة في هذه المعايرات منها :

- برمنغنات البوتاسيوم  $\text{KMnO}_4$  : يستعمل في المعايرات المنغنيمترية ، حيث أيون المنغنيز يتحول من رقم أكسدته 7+ إلى 2+ بتفاعل إرجاع .

- اليود  $\text{I}_2$  : يستعمل في المعايرات اليودومترية أين يتحول رقم أكسدة ذرة اليود من صفر إلى 2- بتفاعل إرجاع .
- أكسيد النحاس  $\text{CuO}$  الموجود في محلول فهلنغ يستعمل في معايرة السكريات أين يتحول رقم أكسدة أيون النحاس من 2+ إلى 1+ بتفاعل إرجاع .

- عند التكافؤ ( تغير لون المحلول ) فإن عدد الإلكترونات المستهلكة يكون مساويا تماما لعدد الإلكترونات المحررة .

### 2. تقنية الحساب :



$$\boxed{N_{\text{ox}} \times V_{\text{ox}} = N_{\text{red}} \times V_{\text{red}}}$$

عدد التعديل :






التجربة 1: معايرة اليود في ملح الطعام


1. الهدف : تحديد كمية اليود في ملح الطعام.
  2. المبدأ: يضاف اليود في ملح الطعام على شكل يودات البوتاسيوم ( $KIO_3$ ) بمقدار (-50 mg/Kg) حيث يحفز على العمل الطبيعي للغدة الدرقية والخلايا ويحافظ على صحة الجلد والشعر و كما يساهم في إنتاج الطاقة.
- في وسط معتدل محاليل يوديد البوتاسيوم بزيادة ( $KI$ ) و ( $KIO_3$ ) لا تؤثر على بعضها البعض إذا مزجناهما ، لكن إضافة حمض قوي كحمض الكبريت أو حمض الكلور فإنه يتحرر حمض  $HIO_3$  و  $HI$  وفق التفاعل التالي :






حمض  $HIO_3$  يتفاعل مع  $HI$  فيتحرر اليود الحر  $I_2$  وفق التفاعل التالي :




وتكتب المعادلة الإجمالية كالتالي:



اليود المتحرر يعاير بثيوسلفات الصوديوم  $Na_2S_2O_3$  كالتالي :



وتكتب المعادلة الإجمالية كالتالي:



3. الوسائل والمواد المستخدمة :

الوسائل	المواد
- أرلن مايرسعته 100ml	- ملح الطعام معالج باليود ، ماء مقطر
- أرلن مايرسعته 250ml	- محلول $KI$ (10%)
- ماصة 10ml ، ميزان حساس	- حمض الكبريت (10%)
- زجاجة ساعة، خلاط مغناطيسي ،سحاحة	- محلول $Na_2S_2O_3$ (0.1N)، مطبوخ النشاء

4. طريقة العمل

❖ تحضير المحلول (S<sub>0</sub>):

ضع في أرلن ماير سعته 100ml 5g من NaCl المعالج باليود مع 50ml ماء مقطر رج جيدا حتى الانحلال التام ثم أكمل بالماء المقطر حتى العلامة 100ml.

❖ المعايرة :

خذ أرلن ماير سعته 250ml وضع فيه: 10ml من المحلول (S<sub>0</sub>) مع 10ml من محلول KI (10%)

ثم 10ml من H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (10%)، السائل يأخذ اللون الخمرى الناتج من اليود المتحرر.

أملا السحاحة بمحلول Na<sub>2</sub> S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.1N)، سحح قطرة قطرة حتى ظهور اللون الأصفر الباهت

عندها أضف 5 قطرات من مطبوخ النشاء فيظهر اللون الأزرق ، واصل المعايرة حتى زوال اللون الأزرق

أنتظر 3 دقائق، عندها سجل الحجم V، كرر التجربة 3مرات وسجل الحجم الموافقة .

رقم التجربة	1	2	3
حجم Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ب ml			

5. التقرير :

(1) ما دور حمض الكبريت في التفاعل، مع التعليل .

.....  
 .....

(2) أكتب التفاعل الإجمالي في وسط حمض الكبريت للتنايات Ox/Red التالية:



.....  
 .....  
 .....  
 .....

(3) عين العلاقة بين :

❖ عدد مولات  $\text{IO}_3^-$  المتفاعلة و عدد مولات  $\text{I}_2$  المحررة.

.....  
 .....

❖ عدد مولات  $\text{I}_2$  المحررة و عدد مولات  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  المكافئة (المسححة).

.....  
 .....

❖ عدد مولات  $\text{IO}_3^-$  و عدد مولات  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  .

.....  
 .....

(4) عبر عن العلاقة بين  $\text{IO}_3^-$  و  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  بدلالة:  $V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}, V_{\text{IO}_3^-}, C_{\text{IO}_3^-}, C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$  .

.....  
 .....

(5) أحسب الحجم المتوسط وأستنتج التركيز المولي لـ  $\text{KIO}_3$  في المحلول ( $\text{S}_0$ ).

.....  
 .....

مقياس: الاعمال التطبيقية كيمياء 1

---

(6) أستنتج تركيز يودات البوتاسيوم في المحلول ( $S_0$ ) بوحدة g/l.

.....  
.....  
.....

(7) احسب كتلة  $KIO_3$  ب mg في 1Kg من الملح المدروس.

.....  
.....  
.....


(8) هل مقدار اليود يطابق المواصفات الغذائية لمالح المائدة ؟ علل ذلك .

.....  
.....  
.....




التجربة 2: معايرة ماء جافيل التجاري

1. **الهدف :** تحديد الدرجة الكلورومتريية لماء جافيل التجاري ومقارنتها بمعطيات المصنع .
2. **المبدأ :** ماء جافيل هو محلول متساوي المولات من كلوريد الصوديوم ( $Na^+, Cl^-$ ) وهيبوكلوريت الصوديوم ( $Na^+, ClO^-$ )، يمكن إستخدامه كمنظف، ومزيل الألوان ومطهر والمكون النشط فيه ايون  $ClO^-$  ولذلك يمكن تحديد تركيزه ، يسوق بدرجة كلورومتريية  $D=12$ .


الدرجة الكلورومتريية لماء جافيل **D**: هي حجم  $Cl_2$  الغازي بالتر (في الشرطين النظاميين من الضغط ودرجة الحرارة) اللازمة لتحضير لتر من محلول  $ClO^-$  بتركيز مولي  $[ClO^-]$ .






وفق التفاعل التالي :  
في وسط حمضي ضعيف أيون  $ClO^-$  يرجع بفائض من ايونات  $I^-$  كالتالي :




المعادلة الإجمالية :



اليود المتحرر يعاير بمحلول قياسي من  $S_2O_3^{2-}$  كالتالي :



المعادلة الإجمالية :



3. الوسائل والمواد المستخدمة :

الوسائل	المواد
100ml - أرلن ماير سعته	- ماء جافيل التجاري (S) ، ماء مقطر
250ml - أرلن ماير سعته	- محلول KI (0.1 mol/l)
20ml - ماصة مدرجة	- حمض الأستيك الجليدي
- خلاط مغناطيسي ، سحاحة	- محلول $Na_2 S_2O_3$ (0.1 mol/l) ، مطبوخ النشاء

4. طريقة العمل :

خفف 10ml من ماء جافيل التجاري (S) 10 مرات في أرلن ماير سعته 100ml.  
 ضع في ارلن ماير سعته 250ml: حجم  $V_1=20\text{ml}$  من المحلول المخفف بتركيز  $C_1$ .  
 أضف 20ml من محلول KI (0.1mol/l) ثم 5ml من حمض الأستيك الثلجي، رج المزيج لمدة دقيقتين  
 بخلاط مغناطيسي.  
 أملأ السحاحة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم (0.1mol/l) ثم سحح تدريجيا حتى ظهور  
 اللون الأصفر الباهت ،ضع 3 قطرات من مطبوخ النشاء فيتلون المحلول باللون الأزرق ، سحح  
 حتى زوال اللون، عندها سجل الحجم V ثم كرر التجربة للحصول على الحجم الموافقة.

رقم التجربة	1	2	3
حجم $\text{Na}_2 \text{S}_2\text{O}_3$ ب ml			

5. التقرير :


(1) ما الاحتياط الواجب إتخاذه أثناء المعايرة اللونية؟ ولماذا؟

.....

(2) فسر زوال لون مطبوخ النشاء عند التعديل؟

.....

(3) أكتب معادلات الأكسدة الارجاعية للثنائيات :



.....

.....

.....

.....

(4) حدد العلاقة بين كمية مادة I المتحرر و  $S_2O_3^{2-}$  المكافئة.

.....

.....

(5) حدد العلاقة بين كمية مادة I المتحرر و  $ClO^-$  المكافئة.

.....

.....

(6) أستنتج العلاقة بين كميتي مادة  $ClO^-$  و  $S_2O_3^{2-}$ .

.....

.....

(7) أستنتج التركيز المولي لأيون الهيوكلوريت في المحلول (S) ثم ماء جافيل التجاري.

.....

.....

.....

(8) أثبت العلاقة:  $D = [ClO^-] \times 22.4l$

.....

.....

.....

(9) أحسب الدرجة الكلورومترية لماء جافيل التجاري. أصدر حكما على محتوى القارورة.

.....

.....




التجربة 3: معايرة الماء الأكسجيني التجاري

## مقياس: الاعمال التطبيقية كيمياء 1

1. مقدمة: الماء الأكسجيني يوجد في التجارة مركز يصل إلى 110 حجم ، يباع صيدلانيا تحت تراكيز حجمية (10,20,30volume)، يستعمل لتوقيف نزيف الدم للجروح الخارجية في الاستعجالات الطبية(كمخثر) ، كما انه يستخدم كمطهر ضد تعفن الجروح وفي أصبغة الشعر وغيرها .

2. الهدف: التحقق من العلامة المسجلة على لاصقة القارورة التجارية(110V) بالمعايرة الأكسدة الارجاعية اللونية .

3. المبدأ : في محلول ممدد و بوجود حمض الكبريت برمنغنات البوتاسيوم تؤثر على الماء الأكسجيني وفق التفاعل



من المعادلة (1) :  $1N \rightarrow \frac{1}{2} \text{ mol } (H_2O_2)$

ولدينا الماء الأكسجيني يتفكك كالتالي :  $H_2O_2 \rightarrow H_2O + 1/2O_2$

أي أن :  $1 \text{ mol } \rightarrow 1/2 \text{ mol } (O_2)$

$$1N \rightarrow \frac{1}{4} \text{ mol } (O_2) = \frac{22.4}{4} = 5.6 \text{ l}$$

$$N \rightarrow V = (5.6 N)l$$

و يعبر عن التركيز الحجمي لغاز الأكسجين المنطلق :  $Vo_2 = (5.6xN) \text{ volume}$

4. الوسائل والمواد المستخدمة :

الوسائل	المواد
مخبر مدرج سعته 50ml	- ماء أكسجيني ، ماء مقطر
أرلن ماير سعته 250ml	- حمض الكبريت (10%)
ماصة مدرجة 10ml ، خلاط مغناطيسي ، سحاحة	- محلول $KMnO_4$ (0.1N)

5. طريقة العمل : خذ ارلن ماير سعته 250ml و ضع به :

✓ 100ml ماء مقطر .

✓ 10ml من المحلول المراد معايرته .

✓ 50ml من حمض الكبريت (10%) .

إملاً السحاحة بمحلول  $KMnO_4$  (0.1N) ثم مسح قطرة قطرة حتى ظهور اللون الوردي عندها سجل

الحجم  $V$  ، اعد التجربة مرتين ثم سجل الحجم الموافقة

رقم التجربة	1	2	3
حجم $KMnO_4$ بالml			



(1) اكتب التفاعل الإجمالي الحاصل في المعاييرة.

.....  
.....  
.....  
.....

(2) انطلاقا من معادلة التفاعل اوجد العلاقة بين عدد مولات  $n(H_2O_2)$  و  $n(KMnO_4)$ .

.....  
.....

(3) احسب التركيز المولي للماء الاكسجيني بعد التخفيف .

.....  
.....

(4) استنتج التركيز المولي للماء الاكسجيني في القارورة التجارية .

.....  
.....

(5) اوجد علاقة حجم الاكسجين المنطلق بدلالة التركيز المولي لـ  $H_2O_2$ .

.....  
.....  
.....  
.....

(6) احسب الحجم المتوسط لبرمنغنات البوتاسيوم المسححة .

.....  
.....

(7) استنتج حجم الأكسجين المنطلق معبرا عنه بالـ  $volume$  للمحلول التجاري .

.....  
.....  
.....

(8) هل النتيجة المتحصل عليها توافق العلامة المسجلة على لاصقة القارورة التجارية؟

.....  
.....  
.....

## التجربة 4 : معايرة فيتامين C في أقراص الدواء

### 1. الهدف :

الفحص بالمعايرة لمحتوى قرص من فيتامين C (1000mg) ومقارنتها مع البطاقة .

### 2. المبدأ :

فيتامين C ( أو حمض الاسكوربيك) له صيغة جزيئية  $C_6H_8O_6$  وكتلته المولية  $M=176g/mol$  . يتواجد في البرتقال والليمون و الفاكهة والخضروات الطازجة وكما يستخدم كمادة مضافة للمواد الغذائية في المشروبات تحت رمز E 300 .  
التنائية Red / Ox له هي  $C_6H_8O_6 / C_6H_6O_6$  .

يعاير بطريقة غير مباشرة وتعتمد على الخاصية الارجاعية لفيتامين C، حيث يعامل حمض الاسكوربيك بفائض من ماء اليود معلوم التركيز ، يعدل الفائض بمحلول قياسي من ثيوكبريتات الصوديوم  $Na_2S_2O_3$  .

### 3. الوسائل والمواد المستعملة :

الوسائل	المواد
حوجة معيارية 100ml ، سحاحة بيشر ، ماصة معيارية 10ml مخبر مدرج 25ml خلاط مغناطيسي ، إجاصة .	قرص فيتامين C 1000mg ماء مقطر ، مطبوخ النشاء، 10ml محلول حمض الفوسفوريك 5%، محلول ثيوكبريتات الصوديوم 0.25N ، محلول اليود 0.05N

### 4. طريقة العمل :

نزن بدقة قرص من فيتامين C (1000mg) .  
نحول بعناية القرص إلى حوجة معيارية سعتها 1L ونضيف لها قليلا من الماء المقطر نرج  
ثم نكمل الحجم بالماء المقطر إلى خط المعيار لنحصل على محلول (S) .  
نأخذ 10ml من المحلول (S) ونضعها في بيشر . نصف لها 10ml من حمض الفوسفوريك 5% ثم 10ml من محلول  
اليود ونتركه يتفاعل لبعض الدقائق.  
نعاير مباشرة الفائض من اليود بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ( 0.25N ) فطرة فطرة حتى ظهور اللون الأصفر الباهت  
،نضيف عندها قطرات من مطبوخ النشاء ونواصل التسحيح حتى زوال اللون الأزرق ، عندها نسجل الحجم  $V_{eq}$  المكافئ .

5. التقرير :


(1) ما لون المحلول قبل المعايرة؟ و لماذا؟

.....  
.....

(2) اكتب المعادلة الأوكسدة-الارجاعية للزوج Red/Ox ؟



.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

(3) أحسب عدد المكافئات الغرامية لليود الفائض؟

(4) أحسب عدد المكافئات الغرامية لليود الكلي الموجودة في 10ml من المحلول (S)؟

(5) احسب عدد المكافئات الغرامية لليود المتفاعل مع فيتامين C؟ واستنتج عدد المكافئات الغرامية لفيتامين C؟

(6) أستنتج نظامية فيتامين C في المحلول (S)؟

(7) أستنتج التركيز المولي لفيتامين C في المحلول (S)؟

(8) أستنتج التركيز الكتلي لفيتامين C في المحلول (S)؟

(9) حدد النسبة المئوية الكتلية لفيتامين C في القرص المدروس؟