

السنة الجامعية : 2024/2023

سنة أولى : ST

مقياس : الاعمال التطبيقية كيمياء 1

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

معهد التكنولوجيا

مجال علوم و تقنيات

العمل التطبيقي الثاني

تحضير محلول قياسي انطلاقا من
مادة سائلة نقية كيميائيا



تحضير المحاليل القياسية :

I- الجزء النظري :

I-I- المحاليل القياسية :

المحلول القياسي هو محلول تركيزه معلوم بدقة ، يمكن تحضيره انطلاقا من مادة صلبة او سائلة تكون نقية كيميائيا
تعريف المادة النقية : هي المادة التي تتميز بـ:

✓ نقاوة عالية تفوق 99%

✓ ثابتة و لا تتأثر بالعوامل الخارجية اثناء العمل بها.

أ- تحضير المحاليل القياسية انطلاقا من مادة صلبة نقية كيميائيا:

لتحضير محلول حجمه $V (L)$ و نظاميته N معلومة بدقة ، يجب اولا حساب كتلة المادة الصلبة اللازمة للتحضير و ذلك

$$m(g) = \frac{Eg \cdot V \cdot N \cdot 100}{P(\%)}$$

بتطبيق العلاقة :

حيث :

Eg: المكافئ الغرامي

V : الحجم بالتر

N : النظامية

P % : درجة النقاوة

ب- تحضير المحاليل القياسية انطلاقا من مادة سائلة نقية كيميائيا:

لتحضير محلول قياسي انطلاقا من مادة سائلة نقية كيميائيا مجهولة التركيز الابتدائي نتبع الخطوات التالية:

✓ نبحث اولا عن كتلة المادة السائلة $m(g)$ النقية اللازمة باستعمال العلاقة السابقة.

✓ نبحث عن الحجم V الموافق للكتلة باستعمال العلاقة :

$$V(cm^3) = \frac{m}{d}$$

حيث d : كثافة المادة السائلة .

خطوات تحضير المحاليل القياسية :

1. الحسابات : هنا يحسب الوزن او الحجم المطلوب لتحضير محلول قياسي و لهذا يجب تطبيق القانون المناسب
2. غسل و تنظيف الاوعية الزجاجية المراد استعمالها.
3. تحضير المحلول .

مفاهيم و معلومات عامة

المحلول : هو عبارة عن مزيج متجانس من مذاب (soluté) و مذيب (solvant) و هناك عدة عبارات للتعبير عن التركيز منها : النسبة المئوية، المولارية ، العيارية..... الخ

• **النسبة الكتلية (le pourcentage massique)** : هو تعبير عن كمية المذاب بالغرام (gr.) في كل 100g من المحلول و هو بدون وحدة و يرمز له $P_m(\%)$.

• **النسبة الحجمية (le pourcentage volumique)** : هو عبارة عن حجم المذاب بالميليلتر (ml) في 100ml من المحلول و يرمز له $P_v(\%)$.

التركيز الكتلي (Concentration massique) : هو كمية المذاب بالغرام (m) لكل لتر من المحلول (و ليس المذيب) و وحدته (g/l) و يرمز له (C_m)

$$C_m(g/L) = \frac{m}{V}$$

التركيز المولي (la concentration molaire) او المولارية (la molarité) : و هي عدد مولات المذاب في كل لتر من المحلول و وحدتها (mol/l) و يرمز لها (M).

$$C_M(mol/L) = \frac{n}{V}$$

المولالية (la molalité) : و هي تعبير عن عدد مولات المذاب لكل كيلو غرام من المذيب (و ليس المحلول) و وحدتها (mol/kg) و يرمز لها (M).

$$[M](mol/Kg) = \frac{n}{m(Kg)}$$

• **النظامية او العيارية (la normalité)** : هي عبارة عن عدد المكافئات الغرامية لكل لتر من المحلول ، و يمكن التعبير عنها رياضيا بانها المولارية مضروبة في عدد التكافؤ $N = M.E$ و وحدتها (eq-g/l) و يرمز لها (N).

المكافئ الغرامي (l'equivalent-gramme) : يعرف على انه نسبة الكتلة المولية الى عدد التكافؤ، امثلة على المكافئ الغرامي:



فيكون المكافئ الغرامي هنا $\frac{98}{2}$



فيكون المكافئ الغرامي هنا $\frac{98}{3}$

و في تفاعلات الاكسدة و الارجاع هو عبارة نسبة الكتلة المولية الى عدد الالكترونات المتبادلة (المكتسبة او المحررة).

II - الجزء العملي :

الهدف من التجربة

- ✓ التعرف على بعض الوسائل (زجاجيات و مواد) المخبرية و كيفية استعمالها،
- ✓ التدريب على تحضير محلول قياسي انطلاقا من مادة سائلة او من خلال تمديد محلول مركز.

الادوات المستعملة :

الادوات و الزجاجيات	المواد الكيميائية
حوجة عيارية ذات سعة (100 مل).	ماء مقطر
قمع	حمض الايثانويك
بيشر	
ماصة مدرجة (5 مل)	

طريقة العمل :

تحضير محلول قياسي S_0 من محلول حمض الايثانويك (CH_3COOH):

خطوات العمل :

1. في البداية و قبل التعامل مع محلول حمض الايثانويك (CH_3COOH) يتوجب على الطالب قراءة معلومات الملصقة ليعرف أخطاره ،
2. حضر محلول S_0 من محلول حمض الايثانويك (CH_3COOH) حجمه 100 مل و تركيزه 0,01 N ، علما ان الكتلة المولية لحمض الايثانويك $M=60.052 \text{ g/mol}$ وكثافته $d= 1.05 \text{ g/cm}^3$
3. قم بحساب الحجم الواجب اخذه ثم قم باتباع الخطوات على النحو التالي:
 - ضع في حوجة عيارية ذات حجم 100 مل حجما من الماء المقطر بحيث لا يتعدى ثلث سعة الحوجة
 - قم بنقل حجم الحمض المحسوب داخل الحوجة قطرة قطرة
 - رج المزيج ثم اكمل بالماء المقطر حتى الخط العياري